

Bolsa para cadáveres, cremallera envolvente, ancho de carga pesada, polietileno y nylon, sin asas - BE165

Disponible en alta capacidad de producción e importado desde China.



ESPECIFICACIONES

Características estándar

TAMAÑO: Adulto

DIMENSIONES: 40 × 90 pulgadas

MATERIAL: Polietileno con Nylon
Reforzado

CONSTRUCCIÓN: Costuras termoselladas, a prueba de fugas.

CLASE DE PESO: Carga pesada

PESO PROBADO: 1000 lb

Color: blanco/negro

TIPO DE CREMALLERA: Cremallera envolvente (curva)

CATEGORÍA: Bolsa de desastre, bolsa de restos humanos para carga pesada, bariátrica

SIN CLORO: Sí

ASAS: No

ESPESOR: 8 Mil*

*NOTA: El grosor no es significativo cuando se usa material reforzado.

APTO PARA CREMACIÓN: Sí

PRODUCCIÓN: China



www.mopec.com

800.362.8491

800 Tech Row

Madison Heights, MI 48071