

# Bolsa para cadáveres, respuesta para Estados Unidos, cremallera envolvente, transporte de carga pesada, 6 asas de correa - BE170

Mopec se ha asociado con múltiples proveedores de vinilo y polietileno para satisfacer la demanda de bolsas para cadáveres. Estas nuevas colaboraciones no solo nos permitirán satisfacer las grandes cantidades necesarias en todo el país, sino que también ayudarán a mantener en funcionamiento a las empresas manufactureras estadounidenses y a salvar empleos en los Estados Unidos. Estamos satisfechos de estas colaboraciones y de la oportunidad de cuidar a nuestros valiosos clientes en medio de esta crisis.



## ESPECIFICACIONES

### Características estándar

TAMAÑO: Adulto

DIMENSIONES: 36 x 94 pulgadas

MATERIAL: PVC de más de 20 Mil

CONSTRUCCIÓN: Doble costura. Resistente a fugas. NO a prueba de fugas. Las costuras NO están soldadas/termoselladas por RF.

CLASE DE PESO: Carga estándar

PESO PROBADO: más de 300 lb

COLOR: blanco/negro/variable

TIPO DE CREMALLERA: Cremallera central (recta)

CATEGORÍA: Bolsa de desastre, bolsa de restos humanos

SIN CLORO: No

ASAS: 6 selladas incorporadas

ESPESOR: más de 20 Mil

APTO PARA CREMACIÓN: No

PRODUCCIÓN: EE. UU.

### Información importante de seguridad

Esta bolsa está diseñada para organizaciones que están colocando a los fallecidos en doble bolsa con bolsas internas delgadas, ya que está diseñada con correas de alta resistencia y bordes de doble costura sin sellar para transportar/transferir bolsas de cadáveres selladas.



[www.mopec.com](http://www.mopec.com)

800.362.8491

800 Tech Row

Madison Heights, MI 48071