

Bolsa para cadáveres, económica, LDPE, cremallera central, 6 mil, sin asas - BE171



ESPECIFICACIONES

Características estándar

TAMAÑO: Adulto

DIMENSIONES: 36 x96 pulgadas
(90x244 cm)

MATERIAL: polietileno de baja densidad

CONSTRUCCIÓN: costuras termoselladas

CLASE DE PESO: Carga estándar

PESO PROBADO: Más de 220 lbs

TIPO DE CREMALLERA: Cremallera central
(recta)

CATEGORÍA: Bolsa para cadáveres

ASAS: sin asas

ESPEJOR: 6 Mil

PRODUCCION: México

Capacidad de producción

Las organizaciones de respuesta a emergencias, las oficinas de médicos forenses, los hospitales, las morgues y las funerarias de todo el país están agotando rápidamente las existencias de bolsas de servicio estándar. Esta repentina demanda ha dejado a los pocos fabricantes y proveedores de bolsas para cadáveres en el país con la incapacidad de mantenerse al día con la demanda. Incluso con la incorporación de más empleados y múltiples turnos, los fabricantes de bolsas para cadáveres informan retrasos de tres a seis meses o más.

Mopec ha asegurado la producción de 1500 bolsas BE171 por día.

Mopec

www.mopec.com

800.362.8491

800 Tech Row

Madison Heights, MI 48071