

Bolsa para cadáver, Guardian Safe View, sin asas: BE175



ESPECIFICACIONES

Características estándar

TAMAÑO: Adulto

DIMENSIONES: 36x96 pulgadas
(90x244 cm)

MATERIAL: Polietileno coextruido
reforzado

FABRICACIÓN: Costuras termoselladas

CLASE DE PESO: Tipo estándar

PESO PROBADO: 300 libras

TIPO DE ZÍPER: Zíper de sobre (forma de C)

CATEGORÍA: Bolsa para cadáver

ASAS: Sin asas

GROSOR: 10 mm

ORIGEN: UE

Color: Negro

Notas del diseño

El exclusivo panel interior ópticamente transparente permite ver los restos contenidos en la bolsa con un riesgo de exposición mínimo para el personal. Ambos paneles están asegurados con zíperes resistentes estilo sobre con doble tirador para un fácil acceso.



www.mopec.com

800.362.8491

800 Tech Row

Madison Heights, MI 48071